

Návod na aktiváciu aplikácie

1. KROK:

Stiahnite si aplikáciu Dental Monitoring cez App Store alebo Google Play
NEOZNAČOVAŤ "som pacient" ani "som dentálny odborník.

2. KROK:

Na Váš email obdržíte aktivačný odkaz, na ktorý keď ťuknete, automaticky Vás spáruje s prostredím Vašej aplikácie už vo Vašom profile.

3. KROK:

Základné nastavenia aplikácie: Pokračovať, Zapnúť upozornenia - povoliť, nastaviť čas upozornení na zoskenovanie, označiť ScanBox pro, používam zrkadlo, preskočiť onboarding a hotovo.

Sprievodca aplikáciou

V aplikácii máte 3 základné body, v ktorých pracujete:

Časť DOMOV:

V tejto časti sa pravidelne skenujete cez "začať snímkovanie" a zasielate nám svoje skeny.

Časť SPRÁVY:

V tejto časti Vám budú chodiť vyhodnotenia Vašich skenov a inštrukcie ako vo Vašej liečbe pokračovať. Tu máte možnosť aj chatovať s ambulanciou alebo s koordinátorom liečby, ktorý je Vám k dispozícii reagovať na Vaše otázky a dotazy.

Časť PROFIL:

V tejto časti si viete nastaviť čas, kedy si želáte dostávať upozornenia na zhotovenie skenov, viete si robiť cvičné snímkovanie a trénovať si skenovanie, keď sa v tom potrebujete zdokonaľiť. Odporúčame si vyskúšať aspoň jedno cvičné skenovanie pred prvým snímkaním.

Ako nasadiť svoj SCAN BOX na telefón?

V časti PROFIL nájdete návody na skenovanie a súčasťou toho je aj návod na správne upevnenie Scan boxu na Váš telefón.

Prípadne Vám na Vašu žiadosť zašleme náš videonávod na celú aplikáciu.

Poznámka:

Skenujete sa v intervale takom, v akom si vymieňate dlahy, na všetko Vás upozorňuje a vyzýva aplikácia, nemusíte si nič pamätať.

Skenujete sa v deň začatia používania aplikácie a potom už len vždy v deň výmeny Vašich alignerov. V prípade ak Vás aplikácia "stopne" a nedovolí Vám výmenu alignerov, postupujete podľa inštrukcii a robíte kontrolný sken v deň, keď Vás aplikácia vyzve.

Po skenovaní robíte kontrolu Vašich snímok a nezatvárate aplikáciu, kým sa všetky nenačítajú.

Dlahy nevymieňate, kým nedostanete analýzu Vašich skenov a inštrukcie k pokračovaniu v liečbe.

V prípade potreby použite chat alebo volajte na recepciu **0903 531 639** kde Vám po telefóne vysvetlia čokoľvek budete potrebovať.

Držíme Vám palce